



- Full Washable System
- Repose buste sur vérin à gaz
- Pédale de freinage centralisé, et 5ème roue directionnelle
- Pédale de hauteur variable bilatérale

FABRICATION
FRANCAISE



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



**GARANTIE
ENVIRONNEMENTALE**



**GARANTIE
2 ANS**



**SERVICE
APRES VENTE**



SKOT

Chariot
brancard

DE BASE

- Châssis en acier époxy blanc
- 4 roues + 5ème roue directionnelle
- Freinage centralisé
- Matelas d'épaisseur 80 mm en PU
- Galets butoirs antichocs
- 2 supports pour tige à sérum
- 2 barrières escamotables
- Relève buste sur vérin à gaz
- Poignées fixes côté pieds
- Pédale de hauteur variable bilatérale
- Pédale de commande aux pieds du patient



Largeur hors tout (base 620 mm) : 740 mm
Largeur de couchage : 620 ou 720 mm
Longueur de couchage : 1900 mm
Charge maximale : 280 kg

Roues : \varnothing 200 mm
à freinage centralisé
Déclive : 15°

OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Poignées fixes côté tête
- 2 2 poignées escamotables à la tête et aux pieds
- 3 Pédale de commande à la tête
- 4 Porte rouleau draps d'examen
- 5 Porte sac urine
- 6 Protection latérales «enfants» matelassées
- 7 Rails porte-étau
- 8 Tétière stomato
- 9 Tige à sérum articulée fixée sur châssis
- 10 Tige à sérum simple ou télescopique
- 11 Support O2 sur coque inférieur
- 12 Châssis supérieur radio



MANIABILITÉ

Roues à bandage fin pour une poussée accrue. 5ème roue directionnelle.



ERGONOMIE

Commandes bilatérales de hauteur variable avec pédale longue course : moins d'effort pour monter le plan de couchage.



CONFORT DU PATIENT

Différents types de matelas : plusieurs densités et épaisseurs de mousse, revêtements PU ou vinyles



HYGIENE

Full Washable System® Brancard démontable en temps record sans outils. Matelas sans velcro

