




© Acime Frame - AFMARKENFR-FP15-01/23-Janvier 2023  
Photos non contractuelles



- Télécommande filaire avec commande CPR
- Sellerie en 1 seule partie
- Sellerie moelleuse et confortable, avec un large choix de coloris
- Accoudoirs étroits facilitant l'installation du patient

FABRICATION FRANÇAISE



**SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION**  
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France  
**+33 (0) 3 21 10 25 30**  
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



**GARANTIE ENVIRONNEMENTALE**



**GARANTIE 2 ANS**



**SERVICE APRES VENTE**



# CASA ELECTRIQUE

Fauteuil de soins et de repos


## DE BASE

- Chassis en acier époxy
- Repose buste et repose jambes à mouvements synchronisés
- 2 accoudoirs fins
- Sellerie URBAN d'épaisseur 120mm
- 2 roues à l'avant
- Patins à l'arrière




## OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Protection plastifiée du reposer-jambes
- 2 Mouvement des reposer-buste et reposer-jambes indépendants, sur télécommande
- 3 Roue diamètre 100 mm à freins à l'arrière
- 4 Stabilisateur de châssis inférieur



Largueur d' assise : 600 mm  
Largueur hors tout : 750 mm  
Charge maximale : 200 kg



### SECURITÉ

Une structure solide et un piétement stable.  
Sellerie classée au feu M1



### ERGONOMIE

Un ratio : assise et largueur hors tout compact, alliant confort et gain de place



### CONFORT DU PATIENT

Sellerie grand confort avec mousse HR 35 de 10 à 15 cm d'épaisseur



### HYGIENE

Une sellerie lisse d'un seul tenant, facile à nettoyer et résistante aux produits d'entretien

