




© Acime Frame - AFMARKENFR-FP41 - 0123 - Janvier 2023
Photos non contractuelles

FABRICATION FRANÇAISE



- Piètements rabattables.
- Stabilité du produit.
- Robustesse du produit.
- Nettoyage facile



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



FIXA STATIS

DIVAN
HOSPITALIER

DE BASE

- Châssis en acier époxy
- Repose buste sur vérin à gaz
- Sellerie à bord cousus ou tendus (au choix)
- Porte draps d'examen
- Piètements rabattables dont un réglable
- 2 puits tige à sérum



OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Appui-bras simple tige Ø16 (la pièce)
- 2 Appui jambe goepel
- 3 Barrières composites
- 4 Etau
- 5 Marche pieds
- 6 Paire d'étriers
- 7 Patins réglable
- 8 Rail étaux
- 9 TAS simple
- 10 TAS télescopique



Largueur hors tout : 650 mm
 Largueur d'assise : 620/720/820 mm
 Charge maximale : 200 kg



CONFORT DU PATIENT

Sellerie avec mousse HR35
 60 mm d'épaisseur
 (80 mm pour la sellerie cousue).



ERGONOMIE

Large choix d'options en
 fonction de son utilisation.



SECURITÉ

Une structure solide et un
 piètement stable



HYGIENE

Une sellerie lisse facilement
 nettoyable et résistante
 aux produits d'entretien.

