




© Acime Frame - AFMARKENFR-FP42 - 01/23 - Janvier 2023
Photos non contractuelles



- Large choix d'options
- Robustesse du produit
- Porte rouleau drap d'examen

FABRICATION FRANÇAISE



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



NEO ELECTRA

DIVAN
HOSPITALIER

DE BASE

- Repose buste sur vérin à gaz
- Sellerie M1 urban à bord tendus
- Porte rouleau drap d'examen
- Piétement sur roulettes escamotables
- Télécommande électrique filaire
- Hauteur variable électrique


OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Appui-bras simple tige Ø16 (la pièce)
- 2 Paire de Goepels
- 3 Batterie
- 4 Etau Ø16
- 5 Télécommande aux pieds 1 fonction
- 6 Paire d'étriers
- 7 Rails porte étaux (la paire)
- 8 4 roues Ø125 mm
- 9 Télécommande aux pieds 3 fonctions
- 10 Déclive pneumatique



Largeur hors tout : 650 mm
 Largeur d'assise : 620 / 720 / 820 mm
 Charge maximale : 250 kg



CONFORT DU PATIENT

Sellerie avec mousse HR35.
 Hauteur variable électrique
 pour éviter les à-coups.



ERGONOMIE

Une très grande
 amplitude de hauteur
 variable pour faciliter
 l'installation du patient.



SECURITÉ

Une structure solide et stable.
 (Barrière (en option)
 pour sécuriser le déplacement
 d'un patient.



HYGIENE

Une sellerie lisse facilement
 nettoyable et résistante
 aux produits d'entretien

