



© Acime Frame - AFMARKENFR-FP45-0123-Janvier 2023
Photos non contractuelles




- Télécommande filaire avec commande CPR
- Assise & dossier en Bultex
- Accoudoirs 'tulipes' : rembourés d'une mousse grand confort
- Look et ergonomie hôtelière

FABRICATION FRANCAISE



LES COULEURS

(liste non exhaustive)



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



O'REPOS

Fauteuil de soins
et de repos

DE BASE

- Chassis en acier époxy
- Repose buste et repose jambes à commande électrique
- 2 accoudoirs rembourrés 'Tulipe'
- Sellerie d'épaisseur 100 mm sur assise suspendue
- 2 roues à l'avant
- Patins à l'arrière
- Poignée de poussée au dos
- Télécommande filaire

OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Flexible de télécommande avec support
- 2 Plateau repas 600 x 400 mm avec support
- 3 Plateau dessert 350 x 300 mm avec support
- 4 Poches de rangement intégrés aux accoudoirs
- 5 Porte rouleau drap d'examen
- 6 Protection plastifiée repose jambes
- 7 Roues arrières Ø 100 mm à freins
- 8 Tige à sérum simple avec support




Largeur d' assise : 580 mm
Largeur hors tout : 930 mm
Charge maximale : 300 kg

Roues: Ø 100 mm à l'avant



2




3



4



5



6



7



8



MANIABILITÉ

Poignée de poussée intégrée.
Roulage et déplacement facilité par l'installation de roues à l'arrière (option)



ERGONOMIE

Une sellerie et des accoudoirs enveloppants, qui installent le patient dans une bulle protectrice.



CONFORT DU PATIENT

Sellerie grand confort avec mousse HR 35 de 10 à 15 cm d'épaisseur. Accoudoirs rembourrés vers l'assise



SÉCURITÉ

Une structure solide et un piétement stable.
Sellerie classée au feu M1

