




© Acime Frame - AFMARKENFR-FP48-0123-Janvier 2023  
Photos non contractuelles



- **Hauteur basse de 37 cm** idéal pour les échographies, les personnes à mobilité réduite, la psychiatrie.
- Trendelenburg électrique.
- Hauteur variable électrique.
- Roulettes escamotables électriquement.

**FABRICATION FRANÇAISE**



**SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION**  
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France  
**+33 (0) 3 21 10 25 30**  
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



**GARANTIE ENVIRONNEMENTALE**



**GARANTIE 2 ANS**



**SERVICE APRES VENTE**



# NEO STRATE

DIVAN HOSPITALIER

## DE BASE

- Châssis en acier époxy
- Repose buste sur vérin à gaz
- Déclive électrique
- Porte draps d'examen côté tête
- Sécurité anti-écrasement
- Télécommande électrique





## OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Appui-bras simple tige Ø16 (la pièce)
- 2 Roues à freinage centralisé
- 3 Barrières escamotables
- 4 Rails porte étaux (la paire)
- 5 Paire d'étriers de gynécologie ou appui-jambes Goepel
- 6 Tige à sérum simple
- 7 Tige à sérum télescopique
- 8 Marche pied
- 9 Batterie
- 10 Télécommande aux pieds 3 fonctions



Largeur hors tout : 650 mm  
Largeur d'assise : 620/720/820 mm



### CONFORT DU PATIENT

Sellerie avec mousse HR35, 80MM d'épaisseur  
( 60 pour la pour la sellerie tendue ).



### ERGONOMIE

Large choix d'accessoires pour tout type d'utilisation.



### SECURITÉ

Une structure solide et un piètement stable, sécurité anti-écrasement.



### HYGIENE

Une sellerie lisse facilement nettoyable et résistante aux produits d'entretien.

