




FABRICATION FRANÇAISE



- Assise prévention des escarres escamotable
- Repose-buste escamotable en mousse «Bultex»



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



Cim'Fix

Fauteuil de soins et repos

DE BASE

- Châssis en acier époxy
- Repose buste sur vérin à gaz
- Sellerie à bord cousus
- 2 supports tige à sérum
- Sellerie escamotable (sans outils)
- Accoudoirs escamotables
- Assise prévention des escarres



Largeur hors tout : 692 mm


Largeur d'assise : 500 mm

Charge maximale : 150 kg

OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Tablette accessoire
- 2 Tige à sérum simple
- 3 Tige à sérum telescopique
- 4 Accoudoirs fixes
- 5 Repose-jambes
- 6 Support collecteur d'urine
- 7 Accoudoirs relax
- 8 Appui-tête escamotable
- 9 Système Fast-Track



CONFORT DU PATIENT

Sellerie avec mousse Bultex
Assise prévention des escarres



ERGONOMIE

Sellerie entièrement escamotable
sans outils
Patin réglable par le pied
Accoudoirs réglable en hauteur



SECURITÉ

Une structure solide et un
piétement stable grâce à son patin
réglable



HYGIENE

Une sellerie 100 % escamotable
et facilement nettoyable et
résistante
aux produits d'entretien.

