




© Acime Frame - AFMARKENFR-FP56- Octobre 2023
Photos non contractuelles



- Assise prévention des escarres escamotable
- Repose-buste escamotable en mousse «Bultex»

FABRICATION FRANÇAISE



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



Cim'Roll

Fauteuil de soins et repos

DE BASE

- Châssis en acier époxy
- Repose buste sur vérin à gaz
- Sellerie à bord cousus d'épaisseur 80mm
- Sellerie escamotable (sans outils)
- Accoudoirs escamotables
- Assise prévention des escarres





OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Tablette accessoire
- 2 Tige à sérum simple
- 3 Tige à sérum télescopique
- 4 Porte-obus
- 5 Repose-jambes
- 6 Support collecteur d'urine
- 7 Porte accessoires
- 8 Appui-tête escamotable
- 9 Système Fast-Track



Largeur hors tout : 692 mm
Largeur d'assise : 500 mm
Charge maximale : 150 kg



CONFORT DU PATIENT

Sellerie avec mousse Bultex
Assise prévention des escarres



ERGONOMIE

Sellerie entièrement escamotable
sans outils
Accoudoirs réglable en hauteur



SECURITÉ

Une structure solide et un
piètement stable



HYGIENE

Une sellerie 100 % escamotable
et facilement nettoyable et
résistante
aux produits d'entretien.

