




© Acime Frame - AFMARKENFR-FP58- Octobre 2023
Photos non contractuelles



- Assise prévention des escarres escamotable
- Repose-buste escamotable en mousse «Bultex»

FABRICATION FRANÇAISE



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



Cim'Line

Fauteuil de soins et repos

DE BASE

- Châssis en acier époxy
- Repose buste sur vérin à gaz
- Sellerie à bord cousus d'épaisseur 80mm
- Sellerie escamotable (sans outils)
- Accoudoirs escamotables
- Assise prévention des escarres
- Repose-jambes

OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Tablette accessoire
- 2 Tige à sérum simple
- 3 Tige à sérum télescopique
- 4 Porte-obus
- 5 Support collecteur d'urine
- 6 Porte accessoires
- 7 Appui-tête escamotable
- 8 Système Fast-Track

45 à 90 °

500 mm



780 mm

Largeur hors tout : 692 mm

Largeur d'assise : 500 mm


Charge maximale : 150 kg



2




3



4




5



6



7



8



CONFORT DU PATIENT

Sellerie avec mousse Bultex
Assise prévention des escarres



ERGONOMIE

Sellerie entièrement escamotable
sans outils
Accoudoirs réglable en hauteur



SECURITÉ

Une structure solide et un
piètement stable



HYGIENE

Une sellerie 100 % escamotable
et facilement nettoyable et
résistante
aux produits d'entretien.

