




© Acime Frame - AFMARKENFR-FP58-0123 - Janvier 2023
Photos non contractuelles



- Sellerie amovible épaisseur 100mm
- Grande stabilité grâce à sa double colonne

FABRICATION FRANÇAISE



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



DHC-S FAUTEUIL D'HOPITAL

PACKOT LINE

DE BASE

- Châssis en acier époxy
- 4 roues à frein indépendants
- Hauteur variable électrique
- Fonctions électriques (repose-jambe, relève-buste, déclive) sur télécommande filaire
- 2 accoudoirs à géométrie variable
- Poignées côté tête et pieds
- Sellerie amovible en Urban, d'épaisseur 100 mm avec oreiller rectangulaire







Largeur d'assise : 590 mm
 Largeur hors tout : 950 mm
 Charge maximale : 200kg

Roues : \varnothing 125 mm à freinage indépendant
 Déclive : 12°

OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 4 roues de diamètre 150mm à freinage centralisé
- 2 Accoudoirs à rotule réglable en hauteur
- 3 Vérin débrayable
- 4 Coloris hors standard et/ou ultra confort
- 5 Flexible de télécommande avec support
- 6 Lampe de lecture led articulée
- 7 Pédale de frein à l'avant (si freinage centralisé)
- 8 Plateau repas 600mm x 400mm avec support
- 9 Filet porte dossier
- 10 Porte rouleau de drap d'examen
- 11 Protection plastifiée du repose-jambes
- 12 Repose-pieds réglables manuellement



SECURITÉ

Un Châssis rigide en acier epoxy sur double colonne. Position d'urgence sur télécommande



ERGONOMIE

Différents accoudoirs pour s'adapter aux besoins spécifiques d'utilisation



CONFORT DU PATIENT

Accoudoirs rembourrés, oreiller de tête, sellerie grand confort, mouvements électrique



HYGIENE

Matelas amovible d'un seul tenant. Plan de couchage lisse, facile à nettoyer

