




© Acime Frame - AFMARKENFR-FP60-0123 - Janvier 2023
Photos non contractuelles



- Télécommande filaire pour l'autonomie du patient
- Dossier avec oreiller intégré
- Accoudoirs escamotables
- Poignée située au dos

FABRICATION FRANCAISE



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



O'LABO

Fauteuil de soins
et de repos

DE BASE

- Chassis en acier époxy
- Repose buste et repose jambes à commande électrique
- 2 appui-bras à géométrie variable
- Sellerie URBAN d'épaisseur 100 mm
- 2 roues à l'avant
- Piètements à l'arrière
- Poignée de poussée au dos
- Télécommande filaire




Largeur d' assise : 580 mm
Largeur hors tout : 930 mm
Charge maximale : 200 kg

Roues: Ø 100 mm à l'avant

OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Flexible de télécommande avec support
- 2 Plateau repas 600 x 400 mm avec support
- 3 Plateau dessert 350 x 300 mm avec support
- 4 Accoudoirs à rotules réglables
- 5 Porte rouleau drap d'examen
- 6 Protection plastifiée repose jambes
- 7 Roues arrière Ø 100 mm à freins
- 8 Tige à sérum simple avec support



MANIABILITÉ

Poignée de poussée intégrée.
Roulage et déplacement facilité par l'installation de roues à l'arrière (option).



ERGONOMIE

Télécommande filaire pour l'autonomie du patient.



CONFORT DU PATIENT

Sellerie grand confort avec mousse HR densité 35 kg/m³ de 12 cm d'épaisseur.



HYGIENE

Une sellerie lisse, facilement nettoyable et résistante aux produits d'entretien.

