



© Acime Frame - AFMARKENFR-FP61-0123-Janvier 2023
Photos non contractuelles




- Design hôtelier
- Fauteuil à hauteur fixe pour faciliter l'installation
- 2 appuie-bras de prélèvement entièrement réglables

FABRICATION FRANÇAISE



LES COULEURS

(liste non exhaustive)



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



CASAPREL

FAUTEUIL DE
PRELEVEMENT

DE BASE

- Châssis en acier époxy
- Mouvements du repose-buste et du repose-jambes électriques et synchronisés
- 2 accoudoirs de prélèvement en PU
- Sellerie Urban M1 d'épaisseur 120 mm
- 2 roues à l'avant diamètre 100 mm
- Patins à l'arrière

OPTIONS / ACCESSOIRES





(liste non exhaustive)

- 1 Coloris de sellerie hors standard
- 2 Protection plastifiée du repose-jambes
- 3 Mouvements du repose-buste et du repose-jambes indépendants
- 4 2 roues de diamètre 100 mm à freins à l'arrière
- 5 Stabilisateur de châssis inférieur
- 6 Tige à sérum simple ou télescopique



Largeur hors tout : 740 mm
Largeur d'assise : 640 mm
Charge maximale : 200kg

Roues : ø 100 mm



MANIABILITÉ

accoudoir de prélèvement multi position et facilement ajustable



ERGONOMIE

Un ratio assise et largeur hors tout exceptionnel, qui permet d'accueillir tout type de morphologies



CONFORT DU PATIENT

Sellerie grand confort avec mousse grand confort de 12 cm d'épaisseur



HYGIENE

Une sellerie lisse d'un seul tenant facilement nettoyable, et résistante aux produits

