

Fauteuil de médecine ambulatoire à hauteur variable électrique

UNE TECHNOLOGIE APPROUVÉE, POUR VOS SOINS DU QUOTIDIEN




© Acime Frame - AFMARKENFR-FP62-0123 - Janvier 2023
Photos non contractuelles



- Hauteur variable électrique
- Pédale d'urgence main libre
- Carter lisse et antibactérien

FABRICATION FRANÇAISE



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



DHC FAUTEUIL DE MEDECINE FUSION2

DE BASE

- Châssis en acier époxy
- Hauteur variable, repose-jambes, relève-buste et déclive électriques sur télécommande filaire
- Pédale d'urgence
- 2 accoudoirs sur tôles
- Matelas d'épaisseur 100 mm, coloris cendre (M1)
- Oreiller et accoudoirs, coloris URBAN au choix
- Prise USB






Largeur hors tout : 925 mm
Largeur de couchage : 600 mm
Charge maximale : 200kg

Roues : ø 125 mm
à freinage indépendant
Déclive : 15°

OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 4 roues à freinage centralisé dont 2 directionnelles ø 150 mm ou ø 200 mm
- 2 Matelas ultra confort épaisseur 130 mm
- 3 Plateau repas 600 x 400mm avec support
- 4 Flexible de télécommande avec support
- 5 Protection plastifiée du repose-jambes
- 6 Repose-pieds électrique
- 7 Accoudoirs à rotules
- 8 Tige à sérum simple ou télescopique avec support
- 9 Support bouteille O2 vertical
- 10 Tablette inclinable de lecture
- 11 Seconde prise USB
- 12 Porte rouleau drap d'examen



SECURITÉ

Châssis rigide en acier époxy. Position de déclive d'urgence actionnée avec une commande aux pieds



ERGONOMIE

Accoudoirs à mouvements mécaniques (crémaillère)



CONFORT DU PATIENT

Sellerie amovible grand confort. Télécommande filaire pour l'autonomie du patient



HYGIENE

Matelas d'un seul tenant et plan de couchage lisse pour le nettoyage facile

