



© Acime Frame - AFMARKENFR-FP67-0123-Janvier 2023
Photos non contractuelles




- Sellerie fixe en 3 parties
- Assise suspendue sur ressorts

FABRICATION FRANÇAISE



LES COULEURS

(liste non exhaustive)



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



DHC

FAUTEUIL DE
MEDECINE

PACKOT

LINE

DE BASE

- Châssis en acier époxy
- Hauteur variable électrique
- 4 roues à frein indépendants
- Fonctions électriques (repose-jambe, relève-buste, déclive) sur télécommande filaire
- 2 accoudoirs à géométrie variable
- Sellerie fixe Urban d'épaisseur 100 mm avec oreiller rectangulaire






Largeur d'assise : 590 mm
Largeur hors tout : 1000 mm
Charge maximale : 200kg

Roues : \varnothing 125 mm
à freinage indépendant
Déclive : 15°

OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 4 roues de diamètre 150mm à freinage centralisé
- 2 Accoudoirs à rotule réglable en hauteur
- 3 Vérin débrayable du repose-buste
- 4 Coloris hors standard et/ou ultra confort
- 5 Flexible de télécommande avec support
- 6 Lampe de lecture led articulée
- 7 Plateau repas 600mm x 400mm avec support
- 8 Poignée de guidage escamotable à la tête
- 9 Porte rouleau de drap d'examen
- 10 Protection plastifiée du repose-jambes
- 11 Repose pieds électrique
- 12 Tige à sérum simple ou télescopique avec support



SECURITÉ

Un Châssis rigide en acier epoxy sur double colonne.
Position d'urgence sur télécommande



ERGONOMIE

Différents accoudoirs pour s'adapter aux besoins spécifiques d'utilisation



CONFORT DU PATIENT

Une sellerie grand confort 100mm avec assise suspendue



HYGIENE

Un carter de protection lisse en PVC moulé et antibactérien amovible

