




© Acime Frame - AFMARKENFR-FP6-0123 - Janvier 2023
Photos non contractuelles



- Matelas ultra confort avec mémoire de forme et revêtement en PU
- Freinage centralisé aux quatre coins du fauteuil
- Repose-pied électrique pour le confort du patient
- Assise suspendu avec ressort

FABRICATION FRANCAISE



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



MERIDIENNE 3

FAUTEUIL
DE DIALYSE

DE BASE

- Châssis en acier époxy
- 4 roues diamètre à freinage centralisé
- Hauteur variable, repose-jambes, relève-buste, repose-pied et décline électriques sur télécommande filaire
- 2 accoudoirs à rotules sur tôles
- Sellerie amovible ultra confort d'épaisseur 120 mm
- Accoudoirs et oreiller rectangulaire, en coloris URBAN au choix






Largeur hors tout : 1090 mm (base 690 mm)
Largeur d'assise : 590 ou 690 mm
Charge maximale : 250kg

Roues : ø 150 mm
à freinage centralisé
Décline : 9.5°

OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Coloris hors standard
- 2 Accoudoirs à coque
- 3 Filet porte dossier
- 4 Lampe de lecture led articulée
- 5 Flexible de télécommande avec support
- 6 Plateau repas 600mm x 400mm avec support
- 7 Porte rouleau drap d'examen
- 8 Tige à sérum simple ou télescopique
- 9 Oreiller connecté Bluetooth pour la musique
- 10 Port USB
- 11 Support tablette inclinable



SECURITÉ

Un Châssis rigide en acier epoxy sur double colonne.
Position d'urgence sur télécommande



ERGONOMIE

Accoudoirs sur rotule à hauteur variable, s'adaptant au gabarit du patient



CONFORT DU PATIENT

Grande largeur de couchage avec matelas ultra confort et coussin de tête



HYGIENE

Carter de protection lisse en PVC moulé et antibactérien et matelas amovible

