



- Full washable system
- Barrières escamotables
- Freinage centralisé
- Tête à crabots et coussin de tête en U

FABRICATION
FRANCAISE



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



**GARANTIE
ENVIRONNEMENTALE**



**GARANTIE
2 ANS**



**SERVICE
APRES VENTE**



AKU VUE

FAUTEUIL
AMBULATOIRE

DE BASE

- Châssis en acier époxy
- Pédales de frein latérales
- Hauteur variable électrique
- Roues à blocage centralisé + 5ème roue
- Barrières « Perfect Transfert »
- Poignées de poussée fixes aux pieds
- Télécommande de fonctions électriques, avec remise à zéro
- Tête à crabots et support oreiller pour tête
- Matelas d'épaisseur 60 ou 80 mm en PU
- Bandeau plastifié transparent aux pieds
- Rails porte instruments sur les barrières



Largeur hors tout : 835 mm
Largeur de couchage : 620/720 mm
Longueur de couchage : 1720 mm
Charge maximale : 240kg

Roues : \varnothing 200 mm,
à blocage centralisé
Déclive : 15°

OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)


- 1 Rails porte instruments sur le relève-buste
- 2 Batterie de service
- 3 Poignées escamotables aux pieds
- 4 Système de tête amovible
- 5 Tête de repos amovible (uniquement avec système de tête amovible)
- 6 Barrières télescopiques
- 7 Tige à sérum simple ou télescopique
- 8 Plateau repas
- 9 Boîtier de commande programmable 17 boutons
- 10 Diffuseur O2



2



3



4



5



6




7



8



9



10



MANIABILITÉ

Poignées de poussée côté tête et pieds. 5ème roue directionnelle située sous le point de gravité du patient



ERGONOMIE

Rigidité accrue du repose buste pour permettre des actes médicaux plus poussés et précis



CONFORT DU PATIENT

Coussin de tête et tête amovible ajustable, fonctionnalités électriques souples et délicates



HYGIENE

Full Washable System : Matelas, plan dur et carter amovible sans outil et en temps record

