



© Acime Frame - AFMARKENFR-FP73-0123 - Janvier 2023
Photos non contractuelles




- Full washable system
- Barrières escamotables
- 5ème roue directionnelle
- Freinage centralisé côté tête et pieds

FABRICATION FRANCAISE



LES COULEURS

(Uniquement pour l'oreiller)



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



AMBU FAUTEUIL AMBULATOIRE FUSION+

DE BASE

- Châssis en acier époxy
- 2 barrières escamotables
- 5ème roue directionnelle
- Fonctions électriques (repose-jambe, relève-buste, hauteur variable, décline) avec télécommande filaire
- Poignées de poussée côté tête et pieds
- Matelas de 80mm d'épaisseur et oreiller de coloris au choix (Urban)
- Bandeau plastifié de matelas à la tête et aux pieds

OPTIONS / ACCESSOIRES




(liste non exhaustive)

- 1 Batterie d'autonomie
- 2 Roues de 200mm de diamètre à blocage centralisé
- 3 Filet porte dossier
- 4 Matelas ultra confort
- 5 Porte rouleau drap d'examen
- 6 Tige à sérum simple
- 7 Rails porte étaux
- 8 Plateau repas
- 9 Coloris du matelas hors standard
- 10 Barrières Télescopiques
- 11 Largeur 700mm



Largeur hors tout : 810 mm (base 600 mm)
 Largeur de couchage : 600/700 mm
 Charge maximale : 240kg

Roues : Ø 150 mm
 à blocage centralisé
 Déclive : 15°



MANIABILITÉ

Poignées de poussée côté tête et pieds. 5ème roue directionnelle située sous le point de gravité du patient



ERGONOMIE

Rigidité accrue du repose buste pour permettre des actes médicaux plus poussés et précis



CONFORT DU PATIENT

Matelas avec revêtement bi-élastique, coussin de tête et souplesse grâce aux mouvements électriques.



HYGIENE

Full Washable System : Matelas, plan dur et carter amovible sans outil et en temps record

