




© Acime Frame - AFMARKENFR-FP87-0123-Janvier 2023
Photos non contractuelles



- Carter lisse traité antibactérien
- Barrières escamotables
- Sellerie fixe d'épaisseur 100 mm

**FABRICATION
FRANCAISE**



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



**GARANTIE
ENVIRONNEMENTALE**



**GARANTIE
2 ANS**



**SERVICE
APRES VENTE**



POLY. PACKOT LINE

FAUTEUIL
AMBULATOIRE

DE BASE

- Châssis en acier époxy
- 4 roues à freinage centralisé
- 2 barrières escamotables
- Fonctions électriques (repose-jambes, relève-buste, hauteur variable, déclive et proclive)
- Oreiller rectangulaire
- Sellerie fixe d'épaisseur 100 mm en Urban






Largeur hors tout : 770 mm
Largeur d'assise : 590 mm
Charge maximale : 200kg

Roues : Ø150 mm
à freinage centralisé
Déclive : 15°

OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 5ème roue directionnelle
- 2 Barrières télescopiques
- 3 Etou de Ø 16 à 20mm et poignées de blocage
- 4 Pochette vinyle au dos du repose buste
- 5 Plateau repas 600mm x 400 mm avec support
- 6 Poignée de guidage escamotable
- 7 Porte rouleau de drap d'examen
- 8 Repose buste à vérin débrayable
- 9 Repose pieds fixe
- 10 Sellerie ultra-confort



MANIABILITÉ

Freinage centralisé et
5ème roue directionnelle



ERGONOMIE

Des fonctions
préenregistrées et une
hauteur basse facilitant
l'installation du patient



CONFORT DU PATIENT

Sellerie grand confort.
Oreiller de tête.
Télécommande filaire.
Mouvements électriques



HYGIENE

Sellerie d'un seul tenant
et amovible, facilement
nettoyable et résistant à la
désinfection.

