




© Acime Frame - AFMARKENFR-FP88-0123-Janvier 2023  
Photos non contractuelles



- Freinage centralisé côté tête du patient
- Carter lisse traité antibactérien
- Matelas amovible d'une épaisseur de 100mm
- Déclive de confort ou d'urgence

FABRICATION  
FRANCAISE



**SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION**  
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France  
**+33 (0) 3 21 10 25 30**  
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



**GARANTIE  
ENVIRONNEMENTALE**



**GARANTIE  
2 ANS**



**SERVICE  
APRES VENTE**



# POLY. PACKOT LINE

FAUTEUIL  
AMBULATOIRE

## DE BASE

- Châssis en acier époxy
- 4 roues à freinage centralisé
- 2 barrières escamotables télescopiques
- Fonctions électriques (repose-jambes, relève-buste, hauteur variable, déclive et proclive)
- Poignées de guidage côté tête et pied
- Matelas d'épaisseur 100 mm en Urban





Largeur hors tout : 770 mm  
Largeur d'assise : 600 mm  
Charge maximale : 200kg

Roues : Ø150 mm  
à freinage centralisé  
Déclive : 15°

## OPTIONS / ACCESSOIRES

( liste non exhaustive )

- 1 5ème roue centrale directionnelle
- 2 Barrières télescopiques
- 3 Batterie d'autonomie au lithium
- 4 Etou Ø 16mm
- 5 Lampe de lecture
- 6 Plateau repas 600mm x 40mm avec support
- 7 Porte rouleau d'examen
- 8 Rails universels 25mm x 10mm
- 9 Tige à sérum simple ou télescopique
- 10 Vérin débrayable repose-buste



### MANIABILITÉ

Poignées côté tête, freinage centralisé et 5ème roue.



### ERGONOMIE

Des fonctions préenregistrées et une hauteur basse facilitant l'installation du patient



### CONFORT DU PATIENT

Sellerie grand confort. Oreiller de tête. Télécommande filaire. Mouvements électriques



### HYGIENE

Sellerie d'un seul tenant et amovible, facilement nettoyable et résistant à la désinfection.

